

## Спектрофотометрический анализатор синтетических красителей «ФАСК»



### НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

- обнаружение синтетических красителей в красных винах, соках и других биотехнологических средах;
- определение содержания этилового спирта в алкогольных продуктах;
- определение содержания спирта и температуры замерзания спиртосодержащих жидкостей.

### ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА

Не требует пробоподготовки. Прибор имеет простой интерфейс и не требует специальных навыков.

Рабочий диапазон длин волн	от 360 до 900нм
Время проведения анализа	5 секунд